



腔镜在加酶溶液中浸泡固定的时间，江国芳用计时器准确定时。



腔镜器械精细且昂贵，江国芳和同事都格外珍惜，轻拿轻放，每个细小的孔道都擦拭干净。



精密、复杂的器械需要手工操作才能保证清洗质量，而这也是对工作人员体力、心理素质的极大挑战。



包括江国芳的工作岗位在内均设置了标准工作流程和严格的质量标准，各岗位人员必须客观记录每一个操作步骤和质量检查结果，确认合格后才放行进入下一个流程，如此环环相扣，互检与自检并行，保证每一环节的工作质量，确保供应物品的合格率达到 100%。

清洗消毒后的腔镜交接给下一个环节的同事，这套腔镜器械还需再次检查清洗质量和功能性状，进行装配、包装、灭菌。